



Monopropyl® Propileno

SUTURA NO ABSORBIBLE
MONOFILAMENTO



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

Monofilamento, no absorbible.

Estereoisómero isostático cristalino de polipropileno.

Sintético.

Azul.

Disminuye al paso de los años.

Óxido de Etileno (EO).

En sobres de aluminio, estériles.

Aproximación de tejidos blandos en general incluyendo cirugía cardiovascular, oftálmica y neurocirugía. Puede ser utilizado en heridas infectadas o contaminadas.

Forma de Aguja			Calibre (USP)					Longitud (cm)	Color	
			5-0	4-0	3-0	2-0	0			1
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle taper point 17 mm	17 mm	AZMP-9556					75	Azul	
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm	19 mm		AZMP-8183				75	Azul	
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 24 mm	24 mm			AZMP-8184			75	Azul	
Agujas Recta x Corte	75 cm (29") straight 60 mm	60 mm			AZMP-8622			75	Azul	
Agujas Recta x Corte	75 cm (29") straight 60 mm	60 mm				AZMP-8623		75	Azul	
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 36 mm	36 mm					AZMP-8424	75	Azul	
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle taper point 26 mm	26 mm					AZMP-8412	75	Azul	
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 36 mm	36 mm						AZMP-8425	75	Azul