

Hojillas de Bisturí



Facilidad Para Realizar Incisiones

Hojas planas y rectas. Los cortes rectos o en líneas se realizan con gran precisión.

Extraordinario Filo

Fabricadas en acero de carbono. Gracias a su composición posee un gran poder cortante, difíciles de doblar y soldar.

Perfectamente Adaptables

Ranura central diseñada para un embone perfecto a los mangos 3 y 4. Codificadas de acuerdo a su forma.

Ausencia de Microorganismos

Esterilizadas por radiación gamma. El empaque individual cuenta con línea interior protectora ICV (Inhibidor de Corrosión Volátil).

N°	Código	Presentación
10	GM043010	Caja x 100 Empaques individual de aluminio. Bulto x 5.000 Unds (50 Cajas).
11	GM043011	
12	GM043012	
15	GM043015	
20	GM043020	
21	GM043021	
22	GM043022	
23	GM043023	
24	GM043024	

