

JERINGAS ESTÉRILES DESCARTABLES


GROSSMED

Aguja de Pared Delgada Acoplada Triple biselada para corte más limpio. Asegura una completa hermeticidad. Electropulida para remover relieve.

Émbolo de Mínima Fricción
Émbolo optimizado en punta de caucho sintético siliconado para fácil desplazamiento.

Fácil Visualización del Contenido
Barril de polipropileno (PP) transparente de grado médico.

Escala Clara y Precisa
Cuenta con números grandes y oscuros para una rápida y precisa medición de volumen.



Capacidad	Código	Aguja	Presentación
0,3 cc	GM010031	31G x 5/16"	Caja x 100 Unds. Bulto x 3.200 Unds. (32 cajas).
0,5 cc	GM010051 GM010052	30G x 1/2" 31G x 1/2"	Caja x 100 Unds. Bulto x 3.200 Unds. (32 cajas).
1 cc	GM010102	30G x 1/2"	Caja x 100 Unds. Bulto x 3.200 Unds. (32 cajas).



JERINGAS ESTÉRILES DESCARTABLES

GROSSMED

Empleadas para la inyección de insulina. Tienen dentro un émbolo junto a una aguja fina y pequeña en la punta.

La insulina se inyecta en el tejido subcutáneo que se encuentra debajo de la piel.

Componentes y materiales

- ✓ Barril de polipropileno (PP) transparente de grado médico.
- ✓ Émbolo en punta de caucho sintético siliconado para fácil desplazamiento.
- ✓ Aguja inoxidable 304/306 acoplada con soporte en polietileno (PE).

Legibilidad

- ✓ Escala de fácil lectura (números grandes y oscuros) para una rápida y precisa medición de volumen.

Esterilización y Vida Útil

- ✓ Blíster individual esterilizado con gas de Óxido de Etileno (EO). No tóxica. Libre de látex y pirógenos. Duración de 5 años garantizada.

Punta

- ✓ Con aguja de pared delgada acoplada (tamaños disponibles en tabla). Asegura una completa hermeticidad.

Certificaciones

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016 y MDD 93/42/EEC.

Capacidad	Código	Aguja	Presentación
0,3 cc	GM010031	31G x 5/16"	Caja x 100 Unds. Bulto x 3.200 Unds. (32 cajas).
0,5 cc	GM010051 GM010052	30G x 1/2" 31G x 1/2"	Caja x 100 Unds. Bulto x 3.200 Unds. (32 cajas).
1 cc	GM010102	30G x 1/2"	Caja x 100 Unds. Bulto x 3.200 Unds. (32 cajas).

