


NEBULIZADOR COMFORT PRO

dovant[®]

ACCESORIOS

Incluye tubo flexible de 1,5 metros, atomizador, mascarilla de nebulización y filtros de repuesto.



PORTÁTIL

Diseño compacto y ligero. De fácil transporte y almacenamiento.



OPERACIÓN CONTINUA

Garantiza una velocidad de nebulización mínima de 0,15 mL/min o mayor. Capacidad de 6 mL.

SILENCIOSO

El motor de pistón genera un sonido máximo equivalente a 4 personas conversando.

MODELO	CÓDIGO	PRESENTACIÓN
NEBULIZADOR COMFORT PRO (ADULTO)	DV310101	UNIDAD. BULTO X 4 UNDS.



dovant[®]